

DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO DIGITAL



Passo 1 – Abra seu e-mail recebido de RADIOQUALITYcontato@proradis.com.br

Passo 2: clique em ACESSE AGORA







Passo 3- Para cadastrar-se : clique em PRIMEIRO ACESSO ou quando você já tem o cadastro, digite seu e-mail, senha e clique em ENTRAR.

	EMAIL							
	SENHA							
	••••							
	Esqueceu sua senha?							
	ENTRAR							
2	Primeiro acesso							



2 IMAGE2DOC

Passo 4- Clique no ícone laranja (meus pacientes ou compartilhamentos)

Meus pacientes

Compartilhamentos

Meus pacientes

Nenhum paciente a ser exibido.



Passo 5 – Aparecerá os pacientes e ai é só clicar em VER EXAME

				Pesquisar		C		
Paciente	Unidade	Pedido	Realizado	Ações				
	RADIOQUALITY 407 26/10/2018 16:53:07		16:53:07	Ver exame				
	RADIOQUALITY	408	26/10/2018 15:28:02		👁 Ver exame			



Todos os exames e laudos do paciente estarão disponíveis.





Para visualizar tomografias clique na seta abaixo :





aqui!

Selecione no canto esquerdo o ÍCONE que tenha todas as imagens e arraste no espaço que estiver carregando uma imagem. No exemplo abaixo, ele está no canto direito da tela.





O Cd com o projeto e template, também estarão disponíveis.

