

PASSOS PARA
ABRIR A
TOMOGRRAFIA




radio
QUALITY
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO DIGITAL

Passo 1 - Insira o CD ou abra o arquivo pelo e-mail que você recebeu


Passo 2: Selecione a pasta AUTOPLAY

Este Computador > Unidade de DVD-RW (D:) Disc >

Easy Photo Print > Photo Print


Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
✓ Arquivos no Disco (3)			
 AutoPlay	29/04/2019 14:00	Pasta de arquivos	
 AutoPlay	01/11/2007 06:02	Aplicativo	958 KB
 autorun	23/04/2012 16:16	Informações de c...	1 KB

Passo 3- Clique em DOCS




Navigation path: Este Computador > Unidade de DVD-RW (D:) Disc > AutoPlay >

Easy Photo Print ▾ Photo Print

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tam
Arquivos no Disco (7)			
Audio	29/04/2019 14:00	Pasta de arquivos	
Buttons	29/04/2019 14:00	Pasta de arquivos	
 Docs	29/04/2019 14:00	Pasta de arquivos	
Flash	29/04/2019 14:00	Pasta de arquivos	
Images	29/04/2019 14:00	Pasta de arquivos	
Plugins	29/04/2019 14:00	Pasta de arquivos	
AutoPlay.cdd	23/04/2012 16:16	Arquivo CDD	


Passo 4- Clique em paciente



The screenshot shows a Windows File Explorer window. The address bar indicates the path: Este Computador > Unidade de DVD-RW (D:) Disc > AutoPlay > Docs. The main area shows a table of files and folders. An orange arrow points to the 'Paciente' folder.

Nome	Data de modificaç...	Tipo
✓ Arquivos no Disco (2)		
INSTALADOR	29/04/2019 14:00	Pasta de arquivos
Paciente	29/04/2019 14:00	Pasta de arquivos

Passo 5 - Selecione o nome do paciente (neste exemplo ele foi nomeado como : TESTE)



Passo 6- A tomografia abrirá e você poderá manusear e transcorrer todos os cortes

